

Offre spéciale ADF 2024

Voir notre catalogue

Scialytique



POLARIS

- Champ d'illumination très confortable et précis
- Surface éclairée large et sans ombre portée
- Source 10 LED focalisées individuelles
- Efficacité visuelle excellente
- Structure en aluminium
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K

Tete + bras Flow Motion

**PRIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC***

2 170 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*hors accessoires de montage,
hors frais de livraison et d'installation



NOUVEAUTÉ

POLARIS COMPOSAFE

- Champ d'illumination très confortable et précis
- Surface éclairée large et sans ombre portée
- Source 10 LED focalisées individuelles
- Efficacité visuelle excellente
- Structure en aluminium
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Mode **COMPOSAFE** (2.500Lux à 17.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K

Tete + bras Flow Motion

**PRIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC***

2 410 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*hors accessoires de montage,
hors frais de livraison et d'installation



IRIS

- Champ d'illumination très confortable et précis
- Surface éclairée large et sans ombre portée
- 3 Modes : Anti-polymérisation, Chirurgie, Prise de teinte
- Source 8 LED focalisées individuelles
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K

Tete + bras Flow Motion

**PRIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC***

2 830 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*hors accessoires de montage,
hors frais de livraison et d'installation

Offre spéciale ADF 2024

Voir notre catalogue 

Scialytique avec Caméra



IRIS VIEW + Convertisseur

- Caméra intégrée Full HD, Zoom Optique (x30)
Autofocus et Mise au point instantanée
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Réglage de la température de couleur
- 3 Modes : Anti-polymérisation, Chirurgie, Prise de teinte
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K
- Pilotage depuis un Ipad (My Light App)
- Convertisseur SDI/HDMI

**PRIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC***

7 590 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*hors accessoires de montage,
hors frais de livraison et d'installation



IRIS VIEW 4K + Convertisseur 4K

- Caméra intégrée 4K, Zoom Optique (x30)
Autofocus et Mise au point instantanée
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Réglage de la température de couleur
- 3 Modes : Anti-polymérisation, Chirurgie, Prise de teinte
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K
- Pilotage depuis un Ipad (My Light App)
- Convertisseur 4K SDI/HDMI

**PRIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC***

11 450 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*hors accessoires de montage,
hors frais de livraison et d'installation

Offre spéciale ADF 2024

[Voir notre catalogue](#)



1080p
FULL HD

IRIS VIEW MULTIMEDIA TROLLEY

- Config IRIS VIEW FULL HD associé à un poste de travail Ambulatoire TOUT-EN-UN
- Éclairage IRIS VIEW Full HD
- Écran médical 22"
- IV BOX d'enregistrement et streaming
- Liaison au réseau local par Wi-Fi
- Application Smartphone d'enregistrement
- Prise de raccordement Ethernet et HDMI
- Plateau desserte
- Dimensions compactes
- Alimentation 230V

**RIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC***

15 490 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*hors frais de livraison et d'installation



4K
ULTRAHD

IRIS VIEW 4K MULTIMEDIA TROLLEY

- Config IRIS VIEW 4K associé à un poste de travail Ambulatoire TOUT-EN-UN
- Éclairage IRIS VIEW 4K
- Écran médical 22"
- IV BOX 4K d'enregistrement et streaming
- Liaison au réseau local par Wi-Fi
- Application Smartphone d'enregistrement
- Prise de raccordement Ethernet et HDMI
- Plateau desserte
- Dimensions compactes
- Alimentation 230V

**RIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC***

18 690 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*hors frais de livraison et d'installation

Offre spéciale ADF 2024

[Voir notre catalogue](#)

Éclairage Plafonnier

NOUVEAUTÉ

NUVOLINA LIGTH LED COMPOSAFE DIMMABLE

- Diffusion de la lumière multiaxe, puissante et homogène, pour un confort visuel équilibré dans toute la pièce.
- Fonction Dimmable avec télécommande et application Casambi, 4 scènes disponibles
- Mode **COMPOSAFE** (2.500Lux à 17.000Lux)
- Puissance variable (500Lux à 3.000Lux)
- Flux Lumineux : 20.700 Lumen
- Température de couleur de 3.500K à 5.700K
- Economie d'énergie avec la technologie LED
- Lignes lisses et design élégant

PRIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC*

3 990 €

*hors frais de livraison et d'installation



Pilotage à distance via Smartphone

Pilotage à distance via Xpress Casambi

NUVOLINA LIGTH LED

- Diffusion de la lumière multiaxe, puissante et homogène, pour un confort visuel équilibré dans toute la pièce.
- Puissance variable (2000Lux à 3.000Lux)
- Flux Lumineux : 20.000 Lumen
- Température de couleur de 3.500K à 5.700K
- Economie d'énergie avec la technologie LED
- Lignes lisses et design élégant

PRIX DÉTAIL
CONSEILLÉ TTC*

2 890 €

*hors frais de livraison et d'installation





OFFRES VALABLES JUSQU'AU

15/01/2025



G.COMM SRL
Via XXV Aprile, 20
20884 Sulbiate (MB) - ITALY
Tel +39 039 60 60 420
info@gcomm-online.com
www.gcomm-online.com

