





Scialytique



Tete + bras Flow Motion

POLARIS

- Champ d'illumination très confortable et précis
- Surface éclairée large et sans ombre portée
- Source 10 LED focalisées individuelles
- Efficacité visuelle excellente
- Structure en aluminium
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K

OFFRE ADF*

2 410 €

2 170 €

REF: VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*prix détail conseillé TTC hors accessoires de montage, hors frais de livraison et d'installatior



Tete + bras Flow Motion

POLARIS COMPOSAFE

- Champ d'illumination très confortable et précis
- Surface éclairée large et sans ombre portée
- Source 10 LED focalisées individuelles
- Efficacité visuelle excellente
- Structure en aluminium
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Mode COMPOSAFE (2.500Lux à 17.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K

OFFRE ADF*

2 560 €

2 410 €

REF: VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*prix détail conseillé TTC hors accessoires de montage, hors frais de livraison et d'installation



Tete + bras Flow Motion

IRIS

- Champ d'illumination très confortable et précis
- Surface éclairée large et sans ombre portée
- 3 Modes : Anti-polymérisation, Chirurgie,
 Prise de teinte
- Source 8 LED focalisées individuelles
- Puissance variable (8.000 Lux à 50.000 Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K

OFFRE ADF*

3 130 €

2 830 €

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*prix détail conseillé TTC hors accessoires de montage, hors frais de livraison et d'installation





Scialytique avec Caméra



IRIS VIEW + Convertisseur

- Caméra intégrée Full HD, Zoom Optique (x30)
 Autofocus et Mise au point instantanée
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Réglage de la température de couleur
- 3 Modes : Anti-polymérisation, Chirurgie,
 Prise de teinte
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K
- Pilotage depuis un Ipad (My Light App)
- Convertisseur SDI/HDMI

OFFRE ADF*

8 440 €
7 990 €

REF: VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*prix détail conseillé TTC hors accessoires de montage, hors frais de livraison et d'installation



Tete + bras Flow Motion

IRIS VIEW 4K + Convertisseur 4K

- Caméra intégrée 4K, Zoom Optique (x30)
 Autofocus et Mise au point instantanée
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Réglage de la température de couleur
- 3 Modes : Anti-polymérisation, Chirurgie,
 Prise de teinte
- Puissance variable (8.000Lux à 50.000Lux)
- Température de couleur de 4.200K à 6.000K
- Pilotage depuis un Ipad (My Light App)
- Convertisseur 4K SDI/HDMI

OFFRE ADF* 13 650 € 11 450 € REF: VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*prix détail conseillé TTC hors accessoires de montage, hors frais de livraison et d'installation







1080p IRIS VIEW MULTIMEDIA TROLLEY

- Config IRIS VIEW FULL HD associé à un poste de travail Ambulatoire TOUT-EN-UN
- Éclairage IRIS VIEW Full HD
- Écran médical 22"
- IV BOX d'enregistrement et streaming
- Liaison au réseau local par Wi-Fi
- Application Smartphone d'enregistrement
- Prise de raccordement Ethernet et HDMI
- Plateau desserte
- Dimensions compactes
- Alimentation 230V

OFFRE ADF*

19 550 €

15 490 €

REF: VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*prix détail conseillé TTC hors frais de livraison et d'installation



IRIS VIEW 4K MULTIMEDIA TROLLEY

- Config IRIS VIEW 4K associé à un poste de travail Ambulatoire TOUT-EN-UN
 - Éclairage IRIS VIEW 4K
 - Écran médical 22"
 - IV BOX 4K d'enregistrement et streaming
- Liaison au réseau local par Wi-Fi
- Application Smartphone d'enregistrement
- Prise de raccordement Ethernet et HDMI
- Plateau desserte
- **Dimensions compactes**
- Alimentation 230V

OFFRE ADF*

24 000 €

18 690 =

REF : VOIR CONFIGURATEUR PAGE 12 DU CATALOGUE

*prix détail conseillé TTC hors frais de livraison et d'installation





Éclairage Plafonnier



NUVOLINA LIGTH LED

- Diffusion de la lumière multiaxe, puissante et homogène, pour un confort visuel équilibré dans toute la pièce.
- Puissance variable (2000Lux à 3.000Lux)
- Flux Lumineux: 20.000 Lumen
- Température de couleur de 3.500K à 5.700K
- Economie d'énergie avec la technologie LED
- Lignes lisses et design élégant

OFFRE ADF*

2 890 €

*prix détail conseillé TTC hors accessoires de montage, hors frais de livraison et d'installation



NUVOLINA LIGTH LED COMPOSAFE DIMMABLE

- Diffusion de la lumière multiaxe, puissante et homogène, pour un confort visuel équilibré dans toute la pièce.
- Fonction Dimmable avec télécommande et
 application Casambi, 4 scènes disponibles
- Mode **COMPOSAFE** (2.500Lux à 17.000Lux)
- Puissance variable (500Lux à 3.000Lux)
- Flux Lumineux : 20.700 Lumen
- Température de couleur de 3.500K à 5.700K
- Economie d'énergie avec la technologie LED
- Lignes lisses et design élégant
 - Vidéo du mode Composafe ici

OFFRE ADF*

^{4 390 €} 3 990 €

*prix détail conseillé TTC hors accessoires de montage, hors frais de livraison et d'installation





CARRÉ LED ROUGE

CR660-20-X2 Appareil professionnel de photo bio modulation 660 nm



- Lumière rouge thérapeutique : stimule la régénération cellulaire et active les mitochondries
- Action ciblée : résorption de l'œdème, amélioration de la cicatrisation, réduction des douleurs post-opératoires
- Efficacité renforcée : diminution de moitié de l'effet anesthésique
- Hauteur réglable & tube flexible : positionnement précis et adaptable à chaque situation
- Rotule magnétique 360°: orientation simple et rapide
- Affichage minuterie intégré : contrôle optimal des séances
- Câble secteur 5 m : liberté de mouvement maximale
- Organisation intelligente : panier pour lunettes de protection
 + panier alimentation sécurisé
- Base stable et mobile : 5 roulettes dont 3 avec freins à pied

Découvrez-le sur notre stand!

L'EXPÉRIENCE COMPOSAFE NUVOLINA LIGHT COMPOSAFE Scannez-moi! **POLARIS** COMPOSAFE

Scannez-moi!



OFFRES VALABLES JUSQU'AU

16/01/2026













