

Kit bouteille autonome pour équipement sans bouteille ni système automatique DVGW



Kit bouteille autonome sous pression d'air pour équipement sans bouteille avec régulateur de pression et Manomètre

[Configurateur consommables](#)

Fourni avec équerre de montage pour fixation murale et anneau de fixation sur potence tubulaire Ø 50

Permet d'alimenter quotidiennement en eau traitée les units dentaires (remplissage avec eau filtrée à 0.1µm à l'aide du kit robinet voir page suivante)

Permet d'effectuer le chocage mensuel en eau traitée R45 les units dentaires (voir page précédente, kit annuel)

Bouteille démontable à remplacer selon les directives européennes



Référence	Contenance
C1301.3	KIT BOUTEILLE 1.5L POUR FAUTEUIL NON ÉQUIPÉ (Attention bouteille à remplir avec kit de remplissage aux normes ARS 0.1µm)
CKITB	KIT BAIONNETTE
P1811-1.5L	BOUTEILLE DE RECHANGE 1.5L