


Kit de remplissage manuel des bouteilles avec filtration spécifique 0.1µm



KIT ROBINET AQUACLEAN DE REMPLISSAGE BOUTEILLE SPRAY FAUTEUIL (FILTRATION 0.1 µm)

FILTRATION ANTI LÉGIONELLES (réduisant de 99,99% les microparticules)

Robinet à installer au dessus de l'évier de la stérilisation pour le remplissage de vos bouteilles d'alimentation d'eau de l'unit dentaire, dans le respect des normes ARS.

Kit de raccord et agrafe fournis à installer dans le caisson sous l'évier.

Durée d'utilisation de la cartouche filtrante **12 mois**, livrée avec son **certificat**.

Configurateur consommables



Référence	Contenance
C1301.1	<p>KIT REMPLISSAGE BOUTEILLE AUX NORMES ARS</p> <p><i>À installer dans la sté</i> (filtre + kit raccordement)</p> <p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1 Robinet > 1kit de raccordement > Cartouche filtre AQUACLEAN EASY PURE 0.1µm