

Kit cartouche filtration 0.1µm intégrable (pour fauteuils équipés d'un système automatique DVGW)



Kit cartouche AQUACLEAN filtration 0.1µm intégrable FILTRATION ANTI LÉGIONELLES (réduisant de 99,99% les microparticules)

Ce kit est prévu pour être installé au pied des fauteuils équipés d'un système DVGW automatique (type KAVO... etc).

Permet de filtrer l'arrivée d'eau principale du fauteuil à 0,1 µm, dans le respect des normes ARS.

Livré avec tuyau et raccords

Durée d'utilisation de la cartouche filtrante **12 mois**, livrée avec son **certificat**.

[Configurateur consommables](#)



Référence

Contenance

C1301.2

Kit filtration 0.1µm pour Bloc d'eau DVGW raccordé aux normes d'eau
Comprenant :
> 1 Cartouche filtre AQUACLEAN EASY PURE 0.1µm
> 1 kit de raccordement