


Cartouche de Filtration 0.1µm à remplacer annuellement



CARTOUCHE FILTRE AQUACLEAN EASY PURE 0.1µm

FILTRATION ANTI LÉGIOMELLES 0.1µm (réduisant de 99,99% les microparticules)

Installation **facile** par connecteur rapide pour tuyaux 6/8, à disposer en remplacement annuel pour :

Le kit robinet de remplissage bouteille spray fauteuil (filtration 0.1 µm)

Ou

Sur l'arrivée d'eau d'alimentation du fauteuil équipé d'un système DVGW automatique

Durée d'utilisation **12 mois**, livrée avec son **certificat**.

[Configurateur consommables](#)



Référence	Contenance
C1301	Cartouche filtre AQUACLEAN EASY PURE 0.1µm (Cartouche de filtration conforme à la réglementation anti-légionelle)